

Руководство Пользователя

1

1. Комплектация



2. Зарядка устройства

Пожалуйста, зарядите устройство перед использованием смарт-браслета. Устройство принимает зарядку через USB, и ему необходимо вытащить ремешок для часов с указанной пряжкой, обнажить зарядную головку, а затем вставить зарядную головку в правильное направление в зарядное устройство USB или порт USB компьютера. Зарядное устройство: напряжение 5 В Время зарядки: около 1,5-2 часов

3. Функция

3.1 Основной интерфейс

После успешного подключения устройства через Bluetooth к вашему телефону время будет автоматически синхронизироваться с телефоном.



3.2 Шагомер / Расстояние / Калории



3.3 Монитор сердечного ритма

Перейдите на страницу частоты пульса, затем начните, и значок пульса будет мигать, лучше носить смарт-браслет на левой руке через 1,5 см после локтя, убедитесь, что датчики сердечного ритма будут отображать ваши данные каждые 30 минут после тестирования или другие данные, которые вы устанавливаете устройством автоматически.



3.4 Монитор кровяного давления

При нажатии сенсорной кнопки открывается экран кровяного давления. Значок будет мигать (пожалуйста, не двигайтесь при измерении артериального давления). Если вам нужно сохранить данные результатов теста, используйте эту функцию через приложение. Запустите эту функцию вручную на устройстве, данные не будут сохраняться в приложении.

2



SpO2 просмотр



3.5 Устройство мониторинга сна

Будет автоматически отслеживать данные сна, пожалуйста, проверьте подробные данные сна на панели инструментов приложения.



При включении браслета по умолчанию включен сон. Период мониторинга сна - 22:00 до 08:00 на конце браслета отображались данные о сне и данные о сне, сгенерированные в ту ночь. Подключитесь к телефону через Bluetooth в режиме реального времени (примечание: предварительное условие синхронизации: APK для привязки браслета).

3

3.6 Спорт




3.7 Новости



3.8 Более

Длительное нажатие сенсорной кнопки позволяет перейти на второй уровень для выполнения связанных функций.



4. Bluetooth Соединение

1. Включите смарт-браслет.
2. Включите Wi-Fi на своем смартфоне, отсканируйте приведенный ниже QR-код, чтобы загрузить приложение «FunDo», или выполните поиск загрузок «FunDo» в GooglePlay или магазине приложений Apple.

5

приложение, данные о движении будут синхронизироваться автоматически. Приложение FunDo также можно использовать отдельно от браслета.

5.1 Шаги. Сон. Сердце. BP. SpO2.


В этих пяти режимах необходимо подключить браслет для завершения сбора данных и синхронизации с приложением в реальном времени.



5.2 Анализ и отчет



5.3 Еще - настройки



6

Следующие функции могут быть реализованы только при условии, что мобильное приложение работает успешно.

Функция уведомлений

Включите уведомление о вызове, SMS-уведомление, push-сообщение приложения, такое как push-сообщение QQ, push-уведомление WeChat и другие функции.

Сфотографировать

Вы можете использовать браслет, чтобы управлять телефоном, чтобы делать фото
Найти устройство: браслет будет вибрировать, а экран будет ярким.

Сидячая и питьевая вода напоминают

Включите эту функцию, установите период мониторинга, браслет может напоминать вам пить воду или заниматься спортом через равные промежутки времени в течение заданного времени.

Напомнить режим

Вы можете выбрать три режима: вибрация, яркий экран, яркий экран + вибрация.

Поднять руку

Включите эту функцию, когда вы поднимаете руку, чтобы наклонить браслет внутрь, лицом к износу прямо вперед, браслет автоматически яркий экран.

Тест пульса

Откройте обнаружение сердечного ритма, установите период времени обнаружения, браслет может определить частоту сердечных сокращений в течение указанного времени.

7

Режим - не беспокоить

После того, как вы откроете режим «Не беспокоить», кроме будильника, все уведомления в Settin не будут напоминать, и у браслета больше не будет автоматической яркой вибрации экрана напоминать

Проверьте версию приложения, и пользователь также может проверить наличие обновлений новой версии

Спецификация

Чип: Дисплей: LCD TFT 0.96 Аккумулятор: 90 мАч
Водонепроницаемый: IP68
В режиме ожидания: 7 дней
Система поддержки: IOS 8,0 или выше, Android 4,4 или выше
Монитор сердечного ритма: поддержка
Артериальное давление: поддержка
Автоматическая подсветка экрана: поддержка Bluetooth BLE 4.0

Замечание:

Почему Bluetooth включен, а вызовы и сообщения не приходят:

1. Пожалуйста, держите включенными приложение и смарт-браслет.
2. Пожалуйста, держите смартфон и умный браслет в пределах 8 метров.
3. Есть какой-то смартфон, который автоматически отключит приложение, чтобы сохранить. В этом случае, пожалуйста, установите свой телефон на Mobile Manager или в центр безопасности, чтобы приложение всегда включалось.
4. Выключите режим энергосбережения.
5. Если у вас есть эти проблемы, и вы не знаете, как их настроить, обратитесь за помощью в Интернете.

Примечание. Это устройство не предназначено для использования в медицинских целях, данные испытаний приведены только для справки.

8



3. Загрузите приложение «FunDo» и запустите его.

4. После завершения установки в разделе «Дополнительно» / «+ Добавить устройство» выберите соответствующее имя Bluetooth из списка (например: QW18) и щелкните по нему подключиться к соответствующему браслету. Время, дата, язык (многие языки могут не поддерживаться) автоматически синхронизируют систему мобильного телефона.



4.1 Удаление Bluetooth

1. Удалите Bluetooth в приложении
2. Выключите приложение на смартфоне
3. Удалите Bluetooth в настройках смартфона
4. Автоматическое повторное подключение Bluetooth Когда браслет достигнет диапазона подключения Bluetooth, он автоматически повторно подключит браслет.

5. Как использовать приложение

После установки приложения FunDo вам может потребоваться заполнить вашу личную информацию, такую как пол, вес и т. Д. Затем подключите смарт-браслет через Bluetooth (см. Инструкции по настройке Bluetooth). После успешного подключения браслета к устройству мобильное